

**Recordatori de  
protocols.  
CEMENTO  
ATORNILLADAS**

c/Consell de Cent 144, local A. Barcelona Tel. 932 894 248 [www.kitdental.com](http://www.kitdental.com) [kitdental@kitdental.com](mailto:kitdental@kitdental.com)


1 Medida de los implantes.



2 Plantilla con aros.



3 Montaje mas muñones  
Tomar medida con los muñones  
colocados.



4 Prueba de la estructura y los  
muñones.



5 Montaje sobre la estructura.



6 Terminado.

